



## ESTERILIZADOR POR GAS OXIDO ETILENO (ETO)

SKU : ST135ETO

La esterilización de Gas que complementa la esterilización por vapor, se utiliza para los materiales que son inestables a altas temperaturas, humedad o elementos a los que la esterilización por vapor es inaplicable por razones estructurales. Lo que no se puede esterilizar : Líquidos, vaselina, polvos y aceites.

- Usa Gas E0 100% sellado (cartridge); una vez utilizado es aspirado por una potente bomba de vacío y es eliminado por el drenaje con agua a presión después del proceso de esterilización con gran seguridad.
- 5 Tipos de programas. Este esterilizador está diseñado para seleccionar un ciclo de esterilización de acuerdo a los materiales por condición o artículo a esterilizar; entre los 5 programas, también tiene un ciclo de prueba de fugas de vacío para lograr un alto rendimiento en la esterilización.
- Alarma de falla por pantalla y audible, se interrumpe automáticamente el funcionamiento por seguridad.
- Pantalla LCD Touch a color.
- Microprocesador. Controla inyección de gas, la esterilización, la ventilación y aireación.

### Especificaciones Técnicas

Medidas Externas : 820 x 103 x 610mm  
Medidas Cámara : 430 x 830 x 380mm  
Capacidad de 135lts.

Potencia : 220V / 2200W

### OTROS:

- Incluye impresora para asegurar Trazabilidad.
- Incluye pedestal con ruedas para recibir el autoclave.
- Incluye canasto porta piezas a esterilizar de acero inoxidable.

Sector Público : [ventasclinicas@oppici.cl](mailto:ventasclinicas@oppici.cl)  
Sector Privado : [ventasclinicas4@oppici.cl](mailto:ventasclinicas4@oppici.cl)

